

新しい血糖測定器が導入されました！！

POCT：医療者専用



グルコース用



ケトン用



スタットストリップグルコースケトン

SMBG：患者用



ワンタッチベリオビュー

POCTとSMBGの使いわけ

SMBGによる血糖測定は酸素分圧、ヘマトクリット値や使用する薬剤等の影響を受ける可能性があるため、より精度の高いPOCTによる血糖測定が推奨されています。そのため、**院内で実施する医療者による血糖測定にはPOCT器を使用してください。**

POCT



医療者専用設計された測定器です。  
患者さんが使用することは禁止されています。  
「医療者専用」を表記したテプラを貼付します。  
動脈血、静脈血、毛細管全血、新生児血の測定が可能です。  
院内で医療者が測定する場合はPOCTを使用してください。  
☆追加の貸出が必要な部署はMEセンターにご相談下さい。  
【スタットストリップグルコースセンサー】はSPD請求です。

患者への貸し出しはワンタッチベリオビュー（SMBG）

SMBG



SMBGは患者が測定を行いやすいように設定されています。  
本体の貸出はME機器管理センター（内線：7002）  
センサー【ワンタッチベリオセンサー】はSPD請求です。



糖尿病に関する相談、ご質問を受け付けています。  
何かありましたら、ご連絡ください。

内線 5815 PHS 82126 糖尿病看護認定看護師 佐藤仁美

発行日 平成30年10月1日  
発行元 糖尿病ケアサポートチーム